



HAUTDESINFEKTION

SOFTASEPT® ISO

SCHNELLER WIRKUNGSEINTRITT AB 15 SEKUNDEN

SOFTASEPT® ISO

ZUVERLÄSSIG UND SCHNELL - AB 15 SEKUNDEN

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel
- Kurze Einwirkzeit (ab 15 Sekunden)
- Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar (250 ml-Variante)
- Ausschließlich als farblose Variante erhältlich

HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Softasept® ISO unverdünnt auftragen und mit einem Tupfer verreiben. Zu behandelnde Hautpartien vollständig benetzen und während der vorgeschriebenen Einwirkungszeit feucht halten. Nach der Einwirkungszeit trocknen lassen. Bei der präoperativen Hautdesinfektion „Pfützenbildung“ unter dem Patienten wegen möglicher Hautreizungen vermeiden. Vor Anwendung elektrischer Geräte muss das Präparat auf der Haut vollständig abgetrocknet sein.

INDIKATIONEN

Zur Hautdesinfektion vor

- Injektionen und Punktionen (z. B. Blutentnahmen, Impfungen)
- Operativen Eingriffen

Lieferform Softasept® ISO	Art.-Nr.	PZN
250 ml-Sprühflasche	19905	12372600
1000 ml-Flasche	19906	12372617
5 Liter-Kanister	19907	12372623
Handsprühkopf für 1000 ml-Flasche	3908012	02744265

EINWIRKZEITEN (EZ)

bei talgdrüsenarmer Haut*	EZ
vor Injektionen und Punktionen	mind. 15 Sek.
vor Gelenkpunktionen und vor Operationen	mind. 60 Sek.
bei talgdrüsenreicher Haut*	
vor allen Eingriffen	mind. 10 Min.

* nach DGHM-/VAH-Richtlinien



SCHNELL WIRKSAM

AOK LKK BKK IKK VdAK AEV Knappschaft UV*)								Hilfs- mittel	Impf- stoff	Sur-St- Bedarf	Beor- pflicht	Apotheken- nummer
<input type="checkbox"/> Gehilft frei	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Name, Vorname des Versicherten								Zusatzung		Gesamt-Brutto		
zuständige Abrechnungsstelle								Arzngemittel-Hilfsmittel-Heilmittel-Nr.		Faktor		Taxe
<input type="checkbox"/> Noctua	Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status							
<input type="checkbox"/> Sonelge	Vertragsarzt-Nr.		VK gültig bis		Datum							
<input type="checkbox"/> Untal	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)											Vertragsarztstempel
<input type="checkbox"/> Arbeit- vertrag	5 Stück Softasept ISO 250 ml											
<input type="checkbox"/> auf idem												
<input type="checkbox"/> auf idem												
<input type="checkbox"/> auf idem												
*) s. Rückseite											Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.1983)	

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de/hygiene

HD.10.08.16/1 Nr. 4004225 Stand: 08/2016

Softasept ISO

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g. *Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. **Gegenanzeigen:** Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit Softasept ISO können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leichtentzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen mit Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen von Zündquellen.
Stand der Information: 05/2016 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen