

## Becherein Gläser SpülTabs

### Anwendungsgebiete:

Zum manuellen Gläserspülen. Besonders geeignet für den Einsatz in Druckspülgeräten.



pH-Wert: sauer  neutral  alkalisch

### Produkteigenschaften:

- dosiert sich selbsttätig, mit der Kunststoffschale ins Spülbecken legen
- in kaltem und warmen Wasser anwendbar
- 75 Tabletten, einzeln entnehmbar
- besonders für Druckspülgeräte empfohlen
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- gutachtlich geprüft in:
  - Bierschaumstabilität
  - Schankverlustreduzierung
  - Lösung von Fett- und Lippenstiftrückständen

### Anwendung:

bei warmen Wasser: ein Gläser SpülTab mit der Kunststoffschale ins Spülbecken legen. Der Tab löst sich automatisch in der richtigen Dosiermenge auf. Nachdem der Tab vollständig aufgelöst ist, je nach Bedarf Wasserwechsel vornehmen oder einfach neuen Tab ins Wasser geben.

bei kaltem Wasser: ein Gläser SpülTab aus der Kunststoffschale nehmen und in den Reinigungstopf des Druckspülgerätes geben.

Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen.

### Hinweis:

siehe SDB

### Inhaltsstoffe:

siehe SDB

## Becherein Gläser SpülTabs

### Artikel/Verpackung:

750g Packung	EAN Packung 4000602001357
10 Packungen je VSE	EAN VSE 4000602091358
Art. Nr.: 750g Packung	1135000
Palette	38 Kartons (380 Packungen)
Gewicht Packung	0,88kg
Gewicht VSE	8,8kg